



MEISINGER
IMPLANTS

SAFESCRAPER TWIST

Einmalinstrument zur Gewinnung autologer Knochenspäne

Hervorragende Kontrolle während
der Knochengewinnung

Aufnahmekapazität

gerade 3,0 cm³
abgewinkelt 2,5 cm³

Halbrunde Klinge mit 160°
Schneidbereich

Minimalinvasiver Eingriff,
einfach und patientenschonend

Sehr effektiv auf ebener, konkaver
oder konvexer Knochenoberfläche

Sicherheitsmechanismus verhindert
ein Öffnen während der Knochengewinnung



SAFESCRAPER® TWIST



META

3598
Safescraper® TWIST
gerade Version



3987
Safescraper® TWIST
abgewinkelte Version



1 x Verpackungseinheit à 3 Stk.

www.meisingerimplants.com